

Jumper JPD-500F - pulzní oxymetr

Manuál


Obsah balení

Oxymetr, pouzdro, 2× AAA baterie, šňůrka
s poutkem, manuál

Popis zařízení



Battery cover
– kryt baterie
Battery cover
lock – zámek
krytu



OLED screen
 – displej
 Power on
 button /
 Function
 button –

ovládací tlačítko

Popis informací na displeji



Vlevo nahoře – symbol saturace krve

Vlevo uprostřed – naměřená hodnota saturace

Nahoře uprostřed – stav baterie

Uprostřed – symbol PI

Uprostřed dole – naměřená hodnota PI

Vpravo nahoře – symbol měření pulzu

Vpravo dole – naměřená hodnota pulzu
Spodní část displeje – graf

Pozn. symbol baterie a symbol Bluetooth nemusí být na displeji zobrazen neustále.

Nastavení zařízení

Zařízení zapněte krátkým podržením tlačítka.

Dalšími krátkými stisky tlačítka měníte orientaci displeje.

Pokud tlačítko podržíte déle, dostanete se do nastavení. Zde se pohybujete krátkým stiskem tlačítka, volby měníte delším podržením tlačítka.

V nastavení lze určovat alarm při zjištění abnormálních hodnot, upravovat zvuk, jas displeje a provést obnovu do továrního nastavení

Používání zařízení

Vložte do zařízení ukazováček, jak je znázorněno na obrázku. Zařízení zapněte. Po několika sekundách se na displeji objeví naměřená hodnota.



Pozn. při měření se snažte být v klidu a nehýbat rukou přes jejíž prst se provádí měření. V opačném případě může být měření nepřesné.

Propojení s aplikací

Spustíte aplikaci JumperHealth a spustíte v ní menu oxymetru. Zapněte zařízení, automaticky se propojí s mobilním telefonem. Naměřené hodnoty se v reálném čase zobrazují na displeji mobilu. V záložce Historie můžete vidět historii měření.

Výměna baterií

Uvolněte zámek zadního krytu a poté kryt vysuňte. Vložte dvě AAA baterie.

Bezpečnostní pokyny

Zařízení neponořujte do vody.

Zařízení čistěte za pomoci jemně navlhčeného hadříku.

Nepoužívejte zařízení pokud jeví známky jakéhokoliv poškození.

Pokud zařízení plánujete dlouho nepoužívat, vyjměte z něj baterie.

Nenechávejte zařízení na přímém slunci.

Likvidace



odpadu.

Výrobek obsahuje baterie a/nebo recyklovatelný elektrický odpad. V zájmu ochrany prostředí nelikvidujte výrobek s běžným odpadem, ale odevzdejte jej k recyklaci na sběrné místo elektrického

Prohlášení o shodě

Tímto dovozce, společnost Satomar s.r.o (Karlova 37, 614 00 Brno) prohlašuje, že výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na ni vztahují.



Kompletní text Prohlášení o shodě je ke stažení na <http://www.satomar.cz>.
Copyright © 2021 Satomar, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena.

Vzhled a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Tiskové chyby vyhrazeny.

Nejaktuálnější verzi manuálu najdete vždy na www.mobilnipodpora.cz.

Jumper JPD-500F - pulzní oxymetr

Manuál


Obsah balenia

Oxymeter, puzdro, 2× AAA batéria, tunelové
sťahovanie so slučkou, manuál

Popis zariadenia



Battery cover -
kryt batérie -
Battery cover
lock - zámok
krytu batérie



OLED screen
 – displej
 Power on
 button /
 Function
 button -

Tlačidlo zapnutia / Funkčné tlačidlo

Popis informácií na displeji



Vľavo hore - Symbol sýtosti krvi

Vľavo v strede – Meranie SpO2

V strede hore - Stav batérie

V strede - PI Symbol

Spod stred – Nameraná hodnota PI

Vpravo hore - Symbol merania pulzu

Vpravo dole – Nameraná hodnota pulzu
Spodná časť displeja - Graf

Všimnite si, že na displeji sa nemusí vždy zobrazovať symbol batérie a symbol Bluetooth.

Nastavenie zariadenia

Krátko podržte tlačidlo na zapnutie zariadenia.

Ak chcete zmeniť orientáciu displeja, krátko stlačte tlačidlo.

Ak podržíte tlačidlo dlhšie, budete presukaní do nastavení. Tu sa pohybujete krátkym stlačením tlačidla a meníte možnosti podržaním tlačidla na dlhšiu dobu.

V nastaveniach môžete nastaviť budík, keď sa zistia abnormálne hodnoty, upraviť zvuk, jas displeja a obnoviť výrobné nastavenia.

Používanie prístroja

Vložte ukazovák do zariadenia tak, ako je to znázornené na obrázku. Zapnite zariadenie. Po niekoľkých sekundách sa na displeji zobrazí nameraná hodnota.



Poznámka: Pri meraní sa snažte byť pokojní a nehýbte rukou, cez ktorej sa merajú prsty. V opačnom prípade môže byť meranie nepresné.

Prepojenie na aplikáciu

Otvorte JumperHealth a spustíte v ňom menu oxymetra. Zapnite zariadenie, automaticky sa pripojí k mobilnému telefónu. Namerané hodnoty sa zobrazujú na mobilnom displeji v reálnom čase. Na karte História sa zobrazí história meraní.

Výmena batérií

Uvoľnite zámok zadného krytu a potom vysunúť kryt. Vložte dve batérie veľkosti AAA.

Bezpečnostné pokyny

Zariadenie neposúvajte vo vode.

Zariadenie čistite jemne navlhčenou handričkou.

Zariadenie nepoužívajte, ak vykazuje známky poškodenia.

Ak plánujete zariadenie 1-6 používať 10 rokov, vyberte batérie.

Nenechávajte prístroj na priamom slnečnom svetle.

Likvidáciu



Výrobok obsahuje batérie a/alebo recyklovateľný elektrický odpad. V záujme ochrany životného prostredia nevyhadzujte výrobok spolu s bežným odpadom, ale odovzajte ho na recykláciu do zberného miesta elektrického odpadu.

Vyhlásenie o zhode

Dovozca, Satomar s.r.o. (Karlova 37, 614 00 Brno), prehlasuje, že výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.



Úplné znenie vyhlásenia o zhode si môžete stiahnuť

<http://www.satomar.cz>. Copyright ©

2021 Satomar, s. r. o. Všetky práva vyhradené.

Vzhľad a špecifikácie môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia. Chyby tlače vyhradené.

Najnovější verze manuálu je k dispozici na www.mobilnipodpora.cz.

Jumper JPD-500F – pulse oximeter


Manual

Contents of the package

Oximeter, case, 2× AAA battery, drawstring with loop, manual

Description of the device





Description of the information on the display



Top Left - Blood Saturation Symbol

Centre Left - Saturation Measured

Top Middle - Battery Status

Middle - PI Symbol

Bottom Middle - Measured PI Value

Top Right – Pulse Measurement Symbol

Right – Measured Pulse

Bottom Of Display - Graph

Note the battery symbol and bluetooth symbol may not be displayed on the display at all times.

Set up your device

Briefly hold the button to turn on the device.

Press the button again briefly to change the display orientation.

If you hold the button longer, you will be taken to the settings. Here you move at the short touch of a button, changing the options by holding the button for a longer time.

In settings, you can set an alarm when abnormal values are detected, adjust the sound, display brightness, and restore to factory settings

Use of the device

Insert the index finger into the device, as shown in the figure. Turn on the device. After a few seconds, the measured value appears on the display.



Note: When measuring, try to be calm and do not move your hand over whose finger measurements are made. Otherwise, the measurement may be inaccurate.

Link to an app

Open JumperHealth and run the oximeter menu in it. Turn on the device, it will automatically connect to your mobile phone. The measured values are displayed on the mobile display in real time. In the History tab, you can see the measurement history.

Replacing batteries

Release the lock of the back cover and then slide the cover out. Insert two AAA batteries.

Safety instructions

Do not subdue the device in water.
Clean the device with a gently damp cloth.
Do not use the device if it shows signs of any damage.
If you plan not to use the device for a long time, remove the batteries.

Do not leave the device in direct sunlight.

Disposal



The product contains batteries and/or recyclable electrical waste. In order to protect the environment, do not dispose of the product with ordinary waste, but hand it over for recycling to a collection

point of electrical waste.

Declaration of conformity

The importer, Satomar s.r.o (Karlova 37, 614 00 Brno), declares that the product meets all the essential requirements of eu directives that apply to it.



The full text of the Declaration of Conformity can be downloaded <http://www.satomar.cz>. Copyright © 2021 Satomar, s. r. o. All rights

reserved.

Appearance and specifications may be changed without notice. Print errors reserved.

The most up-to-date version of the manual can always be found www.mobilnipodpora.cz.

Jumper JPD-500F – pulse oximeter


Manual

Contents of the package

Oximeter, case, 2× AAA battery, drawstring with loop, manual

Description of the device





Description of the information on the display



Top Left - Blood Saturation Symbol

Centre Left - Saturation Measured

Top Middle - Battery Status

Middle - PI Symbol

Bottom Middle - Measured PI Value

Top Right – Pulse Measurement Symbol

Right – Measured Pulse

Bottom Of Display - Graph

Note the battery symbol and bluetooth symbol may not be displayed on the display at all times.

Set up your device

Briefly hold the button to turn on the device.

Press the button again briefly to change the display orientation.

If you hold the button longer, you will be taken to the settings. Here you move at the short touch of a button, changing the options by holding the button for a longer time.

In settings, you can set an alarm when abnormal values are detected, adjust the sound, display brightness, and restore to factory settings

Use of the device

Insert the index finger into the device, as shown in the figure. Turn on the device. After a few seconds, the measured value appears on the display.



Note: When measuring, try to be calm and do not move your hand over whose finger measurements are made. Otherwise, the measurement may be inaccurate.

Link to an app

Open JumperHealth and run the oximeter menu in it. Turn on the device, it will automatically connect to your mobile phone. The measured values are displayed on the mobile display in real time. In the History tab, you can see the measurement history.

Replacing batteries

Release the lock of the back cover and then slide the cover out. Insert two AAA batteries.

Safety instructions

Do not subdue the device in water.
Clean the device with a gently damp cloth.
Do not use the device if it shows signs of any damage.
If you plan not to use the device for a long time, remove the batteries.

Do not leave the device in direct sunlight.

Disposal



The product contains batteries and/or recyclable electrical waste. In order to protect the environment, do not dispose of the product with ordinary waste, but hand it over for recycling to a collection

point of electrical waste.

Declaration of conformity

The importer, Satomar s.r.o (Karlova 37, 614 00 Brno), declares that the product meets all the essential requirements of eu directives that apply to it.



The full text of the Declaration of Conformity can be downloaded <http://www.satomar.cz>. Copyright © 2021 Satomar, s. r. o. All rights

reserved.

Appearance and specifications may be changed without notice. Print errors reserved.

The most up-to-date version of the manual can always be found www.mobilnipodpora.cz.

Jumper JPD-500F – Pulsoximeter


Manuell

Inhalt des Pakets


Oximeter, Gehäuse, 2× AAA Batterie,
Kordelzug mit Schlaufe, manuell

Beschreibung des Geräts





Beschreibung der Informationen auf dem Display



Oben links - Blutsättigung Symbol

Mitte Links - Sättigung gemessen

Obere Mitte - Batteriestatus

Mitte – PI Symbol

Bottom Middle - Gemessener PI

Wert oben rechts – Pulsmesssymbol

Rechts – Gemessener

Der untere Teil der Anzeige - Grafik

Beachten Sie, dass das Batteriesymbol und das Bluetooth-Symbol möglicherweise nicht immer auf dem Display angezeigt werden.

Einrichten Ihres Geräts

Halten Sie die Taste kurz gedrückt, um das Gerät einzuschalten.

Drücken Sie die Taste erneut kurz, um die Anzeigerausrichtung zu ändern.

Wenn Sie die Taste länger gedrückt halten, werden Sie zu den Einstellungen gebracht. Hier bewegen Sie sich auf Knopfdruck und ändern die Optionen, indem Sie die Taste länger gedrückt halten.

In den Einstellungen können Sie einen Alarm einstellen, wenn ungewöhnliche Werte

erkannt werden, den Ton anpassen, die Helligkeit anzeigen und die Werkseinstellungen wiederherstellen.

Verwendung des Geräts

Setzen Sie den Zeigefinger in das Gerät ein, wie in der Abbildung dargestellt. Schalten Sie das Gerät ein. Nach einigen Sekunden erscheint der Messwert auf dem Display.



Hinweis: Versuchen Sie beim Messen, ruhig zu sein und bewegen Sie ihre Hand nicht über deren Fingermessungen. Andernfalls kann die Messung ungenau sein.

Link zu einer App

Öffnen Sie JumperHealth und führen Sie das Oximeter-Menü darin aus. Schalten Sie das Gerät ein, es wird automatisch mit Ihrem Mobiltelefon verbunden. Die Messwerte werden auf dem mobilen Display in Echtzeit angezeigt. Auf der Registerkarte Verlauf können Sie den Messverlauf anzeigen.

Austausch von Batterien

Lösen Sie das Schloss der hinteren Abdeckung und schieben Sie die Abdeckung dann heraus. Legen Sie zwei AAA-Batterien ein.

Sicherheitshinweise

Unterwerfen Sie das Gerät nicht in Wasser. Reinigen Sie das Gerät mit einem sanft feuchten Tuch. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es Anzeichen von Beschädigungen zeigt.

Wenn Sie das Gerät für eine lange Zeit nicht verwenden möchten, entfernen Sie die Batterien.

Lassen Sie das Gerät nicht in direkter Sonneneinstrahlung.

Zur verfügung



Das Produkt enthält Batterien und/oder recycelbaren Elektroschrott. Um die Umwelt zu schützen, entsorgen Sie das Produkt nicht mit gewöhnlichen Abfällen, sondern übergeben Sie es zur Verwertung an eine Sammelstelle für Elektroschrott.

Konformitätserklärung

Der Einführer, Satomar s.r.o (Karlova 37, 614 00 Brunn), erklärt, dass das Produkt alle wesentlichen Anforderungen der eu-Richtlinien erfüllt, die für sie gelten.



Der vollständige Text der Konformitätserklärung kann <http://www.satomar.cz>

heruntergeladen werden. Copyright © 2021 Satomar, s. r. o. Alle Rechte vorbehalten.

Aussehen und Spezifikationen können ohne vorherige

Ankündigung geändert werden. Druckfehler reserviert.
Die aktuellste Version des Handbuchs finden Sie immer
www.mobilnipodpora.cz.

Jumper JPD-500F – impulzusoximéter


Kézi

A csomag tartalma

Oximéter, tok, 2× AAA akkumulátor, hurkos húzózsínós, kézi

A készülék leírása





A kijelzőn található információk leírása



Bal felső sarokban - a vér telítettségének szimbóluma

Balra középen - mért telítettség

Legfelső közép-akkumulátor állapot

Középső - PI szimbólum

Alsó középső - mért PI érték

Jobb felső - impulzusmérés szimbólum

Jobb - mért pulzus

A kijelző alja - grafikon

Vegye figyelembe, hogy az akkumulátor szimbóluma és a Bluetooth szimbólum nem mindig jelenik meg a kijelzőn.

Az eszköz beállítása

Röviden tartsa lenyomva a gombot a készülék bekapcsoláshoz.

A kijelző tájolásának megváltoztatásához nyomja meg röviden a gombot.

Ha hosszabb ideig tartja a gombot, a rendszer a beállításokhoz kerül. Itt mozog egy rövid gombnyomással, megváltoztatva a beállításokat a gomb hosszabb ideig tartó lenyomással.

A beállításokban riasztást állíthat be, ha rendellenes értékeket észlel, beállíthatja a

hangot, megjelenítheti a fényerőt, és visszaállíthatja a gyári beállításokat

A készülék használata

Helyezze be a mutatóujját az eszközbe, amint az ábrán látható. Kapcsolja be a készüléket. Néhány másodperc múlva a mért érték megjelenik a kijelzőn.



Megjegyzés: A mérés során próbáljon meg nyugodt lenni, és ne mozgassa a kezét, amelynek ujjmérése történik. Ellenkező esetben a mérés pontatlan lehet.

Alkalmazásra mutató hivatkozás

Nyissa meg a JumperHealth menüt, és futtassa benne az oximéter menüt. Kapcsolja be a készüléket, automatikusan csatlakozik a mobiltelefonhoz. A mért értékek valós időben jelennek meg a mobil kijelzőn. Az Előzmények lapon láthatja a mérési előzményeket.

Akkumulátorok cseréje

Engedje el a hátlap zárát, majd csúsztassa ki a fedelet. Helyezzen be két AAA elemet.

Biztonsági utasítások

Ne űzd le a készüléket vízben.

Tisztítsa meg a készüléket egy enyhén nedves ruhával.

Ne használja a készüléket, ha sérülés jeleit mutatja.

Ha azt tervezi, hogy hosszú ideig nem használja a készüléket, vegye ki az elemeket.

Ne hagyja a készüléket közvetlen napfényben.

Ártalmatlanítás



A termék akkumulátorokat és/vagy újrahasznosítható elektromos hulladékot tartalmaz. A környezet védelme érdekében ne dobja ki a terméket közönséges hulladékkal, hanem adja át újrahasznosításra az elektromos hulladék gyűjtőpontra.

Megfelelőségi nyilatkozat

Az importőr, a Satomar s.r.o (Karlova 37, 614 00 Brno) kijelenti, hogy a termék megfelel a rá vonatkozó uniós irányelvek valamennyi alapvető követelményének.



A megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege letölthető
<http://www.satomar.cz>. Szerzői ©
2021 Satomar, s. r. o. Minden jog

fenntartva.

A megjelenés és a specifikációk előzetes értesítés nélkül módosíthatók. Fenntartott nyomtatási hibák.
A kézikönyv legfrissebb verziója mindig megtalálható a www.mobilnipodpora.cz.