

Jumper Medical

JPD-ES100

Manuál

Obsah balení

Elektrostimulátor, dvě velikosti elektrod, nabíjecí kabel, manuál

Dobíjení

Zařízení se dobíjí za pomoci dodávaného microUSB kabelu, který připojíte druhým koncem do nabíječky.

Upevnění elektrod

Elektrody se přichycují pomocí magnetu na spodní část obou částí elektrostimulátoru. Velikost elektrod volte podle velikosti oblasti těla, na které chcete uplatnit léčbu.

Ovládací tlačítko

Elektrostimulátor zapínáte pomocí tlačítka umístěném na jedné z částí elektrostimulátoru. Jedná se o jediné

ovládací tlačítko zařízení. Kromě zapnutí slouží i pro vypnutí a přepínání jednotlivých léčebných metod.

Propojení s mobilní aplikací

Zapněte elektrostimulátor a spusťte aplikaci JumperHealth. Zde spusťte měření za pomoci elektrostimulátoru a zařízení se automaticky propojí s mobilním telefonem. Propojení funguje na základě Bluetooth. V záložce Historie můžete vidět historii léčby.

Použití

Z elektrod odstraňte ochranou folii a přiložte je na požadované místo na těle. Zařízení zapněte a proveďte spárování s aplikací. Pozn. zařízení funguje i bez propojení s aplikací, nemůžete ale ovlivňovat délku léčby, která je standardně nastavena na 15minut.

V aplikaci si nastavte dobu léčby. Současně zde vidíte, jakou metody léčby máte nastavenou (přepíná se tlačítkem na zařízení).

Intenzita léčby je vždy na začátku nastavena na nejmírnější stupeň. Důrazně doporučujeme intenzitu přidávat obezřetně a teprve po ujištění, že daná intenzita je slabá, přidat další stupeň.

Pozn. pokud v průběhu léčby změníte její metodu, intenzita se automaticky přepne na nejnižší hodnotu.

Po ukončení léčby se zařízení automaticky vypne.

Dioda na zařízení

Zelená barva – zařízení je nabité a v provozu

Blikající zelená – zařízení se během chvíle vypne

Blikající oranžová – nízká kapacita baterie / elektroda nedrží na těle

Oranžová barva – nabíjení

Bezpečnostní pokyny

Zařízení neponořujte do vody.

Zařízení čistěte za pomoci jemně navlhčeného hadříku.

Nepoužívejte zařízení, pokud jeví známky jakéhokoliv poškození.

Nenechávejte zařízení na přímém slunci.

Po použití elektrod na ně zpět umístěte ochrannou fólii.

Likvidace



Výrobek obsahuje baterie a/nebo recyklovatelný elektrický odpad. V zájmu ochrany prostředí nelikvidujte výrobek s běžným odpadem, ale odevzdejte jej k recyklaci na sběrné místo elektrického odpadu.

Prohlášení o shodě

Tímto dovozce, společnost Satomar s.r.o (Karlova 37, 614 00 Brno) prohlašuje, že výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na ni vztahují.



Kompletní text Prohlášení o shodě je ke stažení na <http://www.satomar.cz>. Copyright © 2021

Satomar, s. r. o. Všechna práva vyhrazena.

Vzhled a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Tiskové chyby vyhrazeny.

Nejaktuálnější verzi manuálu najdete vždy na www.mobilnipodpora.cz.

Jumper Medical

JPD-ES100

Manuál

Obsah balenia

Elektrostimulátor, dve veľkosti elektród, nabíjací kábel, manuál

Dobíť

Zariadenie sa nabíja pomocou dodaného kábla microUSB, ktorý pripojíte k nabíjačke na druhom konci.

Upevnenie elektród

Elektródy sú teed pomocou magnetu na spodnej časti oboch častí elektrostimulátora. Vyberte veľkosť elektród podľa veľkosti oblasti tela, na ktorú chcete aplikovať ošetrovanie.

Ovládanie

Zapnete elektrostimulátor pomocou tlačidla umiestneného na jednej z častí elektrostimulátora. Toto je jediné kúzo zariadenia. Okrem zapnutia sa

používa aj na vypínanie a vypínanie jednotlivých liečebných metód.

Pripojenie k mobilnej aplikácii

Zapnite elektrostimulátor a spustite jumperhealth. Tu spustíte meranie pomocou elektrostimulátora a zariadenie sa automaticky pripojí k vášmu mobilnému telefónu. Odkaz funguje na základe bluetooth. Na karte História si môžete pozrieť históriu liečby.

Použití

Odstráňte fóliu z elektród a umiestnite ich na požadované miesto na tele. Zapnite zariadenie a spárujte ho s aplikáciou. Všimnite si, že zariadenie funguje bez prepojenia na aplikáciu, ale nemôžete ovládať trvanie liečby, ktorá je predvolene nastavená na 15 minút.

Nastavte trvanie liečby v aplikácii. Zároveň môžete vidieť, aké metódy liečby ste nastavili (prepne sa tlačidlom na zariadení).

Intenzita liečby je vždy nastavená na najmiernejší stupeň na začiatku. Dôrazne odporúčame pridať intenzitu opatrne a až potom, čo sa uistíte, že intenzita je slabá, že pridáte ďalší stupeň.

Všimnite si, že ak zmeníte jeho metódu počas liečby, intenzita sa automaticky prepne na najnižšiu hodnotu.

Po ošetrení sa prístroj automaticky vypne.

Dióda na prístroji

Zelená farba – zariadenie je nabité a v prevádzke

Bliká na zeleno – zariadenie sa vypne

Blikajúce oranžové – nízka kapacita batérie /
elektrodasa nedrží na

tele

Oranžová farba – nabíjanie

Bezpečnostné pokyny

Zariadenie neposuvajte vo vode. Zariadenie čistite

jemne navlhčenou handričkou. Zariadenie

nepoužívajte, ak vykazuje známky poškodenia.

Nenechávajte prístroj na priamom slnečnom svetle. Po použití elektród na ne položte ochrannú fóliu.

Likvidácia



Výrobok obsahuje batérie a/alebo recyklovateľný elektrický odpad. V záujme ochrany životného prostredia nevyhadzujte výrobok spolu s bežným odpadom, ale odovzajte ho na recykláciu do zberného miesta elektrického odpadu.

Vyhlásenie o zhode

Dovozca, Satomar s.r.o. (Karlova 37, 614 00 Brno), prehlasuje, že výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.



Úplné znenie vyhlásenia o zhode si môžete stiahnuť <http://www.satomar.cz>. Copyright ©

2021 Satomar, s. r. o. Všetky práva vyhradené.

Vzhľad a špecifikácie môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia. Chyby tlače vyhradené.

Najaktuálnejší verzia manuálu je k dispozíci na www.mobilnipodpora.cz.

Jumper Medical

JPD-ES100

Manual

Contents of the package

Electrostimulator, two electrode sizes, charging cable, manual

Recharge

The device recharges using the supplied microUSB cable, which you connect to the charger at the other end.

Fixing electrodes

The electrodes are fixed using a magnet on the lower part of both parts of the electrostimulator. Choose the size of the electrodes according to the size of the area of the body to which you want to apply the treatment.

Charm

You turn on the electrostimulator using a button located on one of the parts of the electrostimulator.

This is the device's only charm. In addition to switching on, it is also used for switching off and switching individual treatment methods.

Connect to a mobile app

Turn on the electrostimulator and start jumperhealth. Here, start the measurement using an electrostimulator and the device will automatically connect to your mobile phone. The link works on the basis of Bluetooth. In the History tab, you can see the history of treatment.

Use

Remove the foil from the electrodes and place them in the desired place on the body. Turn on the device and pair it with the app. Note the device works without linking to the application, but you cannot control the duration of treatment, which is set by default to 15 minutes.

Set the duration of treatment in the app. At the same time, you can see what methods of treatment you have set up (it switches with the button on the device).

The intensity of treatment is always set to the mildest degree at the beginning. We strongly recommend adding intensity carefully and only after making sure that the intensity is weak that you add another degree.

Note that if you change its method during treatment, the intensity automatically switches to the lowest value.

After treatment, the device will automatically switch off.

Diode on the device

Green color – the device is charged and in operation

Flashing green – the device will turn off

Flashing Orange in no time – low battery capacity / electrode does not hold on the body

Orange color – charging

Safety instructions

Do not submerge the device in water. Clean the device with a gently damp cloth. Do not use the device if it shows signs of any damage. Do not leave the device in direct sunlight. After using the electrodes, place the protective film back on them.


Disposal



The product contains batteries and/or recyclable electrical waste. In order to protect the environment, do not dispose of the product with ordinary waste, but hand it over for recycling to a collection point of electrical waste.

Declaration of conformity

The importer, Satomar s.r.o (Karlova 37, 614 00 Brno), declares that the product meets all the essential requirements of eu directives that apply to it.

 The full text of the Declaration of Conformity can be downloaded <http://www.satomar.cz>.

Copyright © 2021 Satomar, s. r. o. All rights reserved.
Appearance and specifications may be changed without notice. Print errors reserved.

The most up-to-date version of the manual can always be found www.mobilnipodpora.cz.

Jumper Medical JPD- ES100

Manuell

Inhalt des Pakets

Elektrostimulator, zwei Elektrodengrößen, Ladekabel, manuell

Aufladen

Das Gerät wird mit dem mitgelieferten microUSB-Kabel aufgeladen, das Sie am anderen Ende mit dem Ladegerät verbinden.

Befestigungselektroden

Die Elektroden werden mit einem Magneten auf dem unteren Teil beider Teile des Elektrostimulators abgestützt. Wählen Sie die Größe der Elektroden entsprechend der Größe des Bereichs des Körpers, auf den Sie die Behandlung anwenden möchten.

Charme

Sie schalten den Elektrostimulator über eine Taste ein, die sich an einem der Teile des Elektrostimulators befindet. Dies ist der einzige Charme des Geräts. Neben dem Einschalten wird es auch zum Abschalten und Schalten einzelner Behandlungsmethoden eingesetzt.

Herstellen einer Verbindung mit einer mobilen App

Schalten Sie den Elektrostimulator ein und starten Sie jumperhealth. Starten Sie hier die Messung mit einem Elektrostimulator und das Gerät wird automatisch mit Ihrem Mobiltelefon verbunden. Der Link funktioniert auf der Basis von Bluetooth. Auf der Registerkarte Geschichte können Sie die Geschichte der Behandlung sehen.

Verwenden

Entfernen Sie die Folie von den Elektroden und legen Sie sie an der gewünschten Stelle auf dem Körper. Schalten Sie das Gerät ein und koppeln Sie es mit der App. Beachten Sie, dass das Gerät ohne Verknüpfung mit der Anwendung funktioniert, Aber Sie können die Behandlungsdauer nicht steuern, die standardmäßig auf 15 Minuten festgelegt ist.

Legen Sie die Dauer der Behandlung in der App fest. Gleichzeitig können Sie sehen, welche

Behandlungsmethoden Sie eingerichtet haben (es schaltet mit der Taste auf dem Gerät).

Die Intensität der Behandlung wird am Anfang immer auf den mildesten Grad eingestellt. Wir empfehlen dringend, Intensität sorgfältig und nur nach dem Sicherstellen, dass die Intensität schwach ist, dass Sie einen weiteren Grad hinzufügen.

Beachten Sie, dass die Intensität automatisch auf den niedrigsten Wert wechselt, wenn Sie die Methode während der Behandlung ändern.

Nach der Behandlung schaltet sich das Gerät automatisch aus.

Diode auf dem Gerät

Grüne Farbe – das Gerät ist aufgeladen und in Betrieb

Blinken grün – das Gerät schaltet

Flashing Orange in kürzester Zeit aus – geringe

Batteriekapazität

/ Elektroden nicht auf dem Körper halten

Orange Farbe – Aufladen

Sicherheitshinweise

Unterwerfen Sie das Gerät nicht in Wasser. Reinigen

Sie das Gerät mit einem sanft feuchten Tuch.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es Anzeichen von

Beschädigungen zeigt. Lassen Sie das Gerät nicht in direkter Sonneneinstrahlung. Nach der Verwendung der Elektroden den Schutzfilm wieder darauf legen.

Zur verfügung



Das Produkt enthält Batterien und/oder recycelbaren Elektroschrott. Um die Umwelt zu schützen, entsorgen Sie das Produkt nicht mit gewöhnlichen Abfällen, sondern übergeben Sie es zur Verwertung an eine Sammelstelle für Elektroschrott.

Konformitätserklärung

Der Einführer, Satomar s.r.o(Karlova 37, 614 00 Brunn), erklärt, dass das Produkt alle wesentlichen Anforderungen der eu-Richtlinien erfüllt, die für sie gelten.

CE Der vollständige Text der Konformitätserklärung kann <http://www.satomar.cz> heruntergeladen werden.
Copyright © 2021 Satomar, s. r. o.

Jumper Medical

JPD-ES100

Kézi

A csomag tartalma

Elektrostimulátor, két elektródaméret, töltőkábel, kézi

Tölteni

A készülék a mellékelt microUSB kábellel töltődik fel, amelyet a másik végén csatlakoztat a töltőhöz.

Elektródák rögzítése

Az elektródákat mágnes segítségével az elektrostimulátor mindkét részének alsó részén mágnes segítségével iktatják. Válassza ki az elektródák méretét a test területének mérete szerint, amelyre alkalmazni szeretné a kezelést.

Varázsa

Az elektrostimulátort az elektrostimulátor egyik részén található gombbal kapcsolja be. Ez az eszköz egyetlen

varázsa. A bekapcsolás mellett az egyes kezelési módszerek kikapcsolásában és kapcsolásában is használják.

Csatlakozás mobilalkalmazáshoz

Kapcsolja be az elektrostimulátort, és indítsa el a jumperhealth-t. Itt indítsa el a mérést egy elektrostimulátorral, és a készülék automatikusan csatlakozik a mobiltelefonhoz. A kapcsolat Bluetooth alapján működik. A Történelem lapon láthatja a kezelés történetét.

Használja

Vegye ki a fóliát az elektródákból, és helyezze őket a kívánt helyre a testen. Kapcsolja be az eszközt, és párosítsa az alkalmazással. Vegye figyelembe, hogy az eszköz az alkalmazáshoz való kapcsolódás nélkül működik, de nem tudja szabályozni a kezelés időtartamát, amely alapértelmezés szerint 15 percre van állítva.

Állítsa be a kezelés időtartamát az alkalmazásban. Ugyanakkor láthatja, hogy milyen kezelési módszereket állít be (a készülék gombja kikapcsol).

A kezelés intenzitása mindig a legenyhébb mértékben van beállítva az elején. Javasoljuk, hogy óvatosan adja

hozzá az intenzitást, és csak azután, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az intenzitás gyenge, hogy hozzáad egy másik fokot.

Ne feledje, hogy ha a kezelés során megváltoztatja a módszerét, az intenzitás automatikusan a legalacsonyabb értékre vált.

A kezelés után a készülék automatikusan kikapcsol.

Dióda a készüléken

Zöld szín – a készülék fel van töltve és működés közben

Villogó zöld –a készülék kikapcsolja Villogó

Narancs nincs idő - alacsonyakkumulátor kapacitás /
elektrodanem tartja a test

Narancssárga szín - töltés

Biztonsági utasítások

Ne úzd le a készüléket vízben. Tisztítsa meg a készüléket egy enyhén nedves ruhával. Ne használja a készüléket, ha sérülés jeleit mutatja. Ne hagyja a készüléket közvetlen napfényben. Az elektródák használata után helyezze vissza rájuk a védőfóliát.

Ártalmatlanítás



A termék akkumulátorokat és/vagy újrahasznosítható elektromos hulladékot tartalmaz. A környezet védelme érdekében ne dobja ki a terméket közönséges hulladékkal, hanem adja át újrahasznosításra az elektromos hulladék gyűjtőpontra.

Megfelelőségi nyilatkozat

Az importőr, a Satomar s.r.o (Karlova 37, 614 00 Brno) kijelenti, hogy a termék megfelel a rá vonatkozó uniós irányelvek valamennyi alapvető követelményének.



A megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege letölthető <http://www.satomar.cz>. Szerzői ©

2021 Satomar, s. r. o. Minden jog fenntartva.

A megjelenés és a specifikációk előzetes értesítés nélkül módosíthatók. Fenntartott nyomtatási hibák.

A kézikönyv legfrissebb verziója mindig megtalálható www.mobilnipozpora.cz.